

Van Dexcom G6 naar **Dexcom G7**



Ware grootte



Ware grootte

OVERSTAPHANDLEIDING

Overstappen naar een nieuw systeem kan vragen oproepen. Wij hebben daarom deze handleiding opgesteld om je te helpen bij de overstap naar Dexcom G7. Dexcom G7 is ons meest geavanceerde continue glucosemonitoring (CGM)-systeem tot nu toe, en is ontworpen met nieuwe upgrades op basis van jouw feedback. Met een 60% kleinere sensor is het discreter, nauwkeuriger en eenvoudiger in het gebruik om diabetes management eenvoudiger dan ooit te maken.^{*1}

EENVOUDIG OM AAN DE SLAG TE GAAN EN TE GEBRUIKEN



EENVOUDIG OPSTARTEN

Alles-in-één sensor en zender met handleiding voor opstarten en educatieve tips



OPWARMTIJD VAN 30 MINUTEN

De snelste opwarmtijd van alle CGM-merken, met een uitlooperperiode van 12 uur^{*1,4}



AANBRENGEN MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP

92% van de ondervraagde Dexcom G7-gebruikers vindt het enigszins eenvoudig of zeer eenvoudig te gebruiken^{*4}

NAUWKEURIG¹⁻² EN VERBODEN

Mobiel apparaat wordt afzonderlijk verkocht.^{*}



UITZONDERLIJKE NAUWKEURIGHEID

Onze nauwkeurigste CGM-technologie voor behandelingsbeslissingen met vertrouwen



NAADLOZE VERBODING

Net als Dexcom G6 - werkt met vooraanstaande insulinepomp, -pen en gezondheidsapp-partners



VERBETERDE BLUETOOTH

De Dexcom G7-sensor heeft een Bluetooth-bereik van maximaal 10 meter voor een sterke en betrouwbare verbinding met je smartphone^{*}

GEPERSONALISEERD VOOR WAT JIJ NODIG HEBT



NIEUWE WAARSCHUWINGSOPTIES

Personaliseerbare waarschuwingen, plus nieuwe opties als 'Uitstel van eerste hoge waarschuwing' en 'Stille modus' voor meer flexibiliteit



WEERGAVEFLEXIBILITEIT

Bekijk je glucosegetallen op drie apparaten - smartphone, ontvanger en smartwatch

De sensor kan gegevens direct verzenden naar uw Apple Watch via Bluetooth (geen telefoonnummer nodig).³



WATERPROOF

Past zich aan jouw levensstijl aan met de enige waterproof sensor^{*3-4}

STAP NU EENVOUDIG OVER VAN DEXCOM G6 NAAR DEXCOM G7



JE DEXCOM G7 INSTELLEN

Begin hier als je een smartphone gebruikt

1. Controleer de compatibiliteit van je mobiele apparaat op dexcom.com/compatibility.
2. Download de Dexcom G7-app via App Store of Google Play.
3. Meld je aan met uw bestaande account en volg de instructies voor de set-up van de app.



Begin hier als je een ontvanger gebruikt

1. Controleer of je een Dexcom G7-ontvanger gebruikt.
2. Breng de sensor aan. Er is een optionele afdekpleister bijgevoegd om je te helpen de sensor goed te laten zitten tijdens je draagsessie.
3. Haal je meetresultaten op na de snelle opwarmtijd van 30 minuten. Er is optioneel kalibratie beschikbaar voor je gemak bij het opstarten van een nieuwe sensor.

TIPS VOOR HET OVERSTAPPEN

Kan ik nog steeds een koppeling maken met mijn bestaande insulinepomp?

Dexcom G7 is geïntegreerd met de meest recente insulinepompen, -pennen en gezondheidsapps. Voor de meeste recente informatie over compatibiliteit en koppelingsinstructies ga je naar de website van de fabrikant. De specifieke stappen hangen af van jouw insulinepomp of -pen, of andere gekoppelde apparaten.

Kan ik mijn Dexcom G6-ontvanger gebruiken met Dexcom G7?

Nee, Dexcom G6-componenten zijn niet compatibel met Dexcom G7. Om een Dexcom G7-ontvanger te krijgen, neem contact op met jouw zorgverlener.

Is mijn telefoon of smartwatch compatibel met Dexcom G7?

Ga naar dexcom.com/compatibility om te zien of jouw Apple- of Android-apparaat compatibel is.

Moet ik een nieuw Dexcom Clarity- of Dexcom Follow-account opstellen?

Nee. Als je overstapt van Dexcom G6 hoeft je geen nieuw account op te stellen. Gebruik gewoon je bestaande gebruikersnaam en wachtwoord op alle Dexcom-apps. Je volgers worden ook automatisch gesynchroniseerd.

NU MET NOG MEER FIJNE FUNCTIES



BLIJF DISCREET MET DE STILLE MODUS

Pas waarschuwingen aan jouw levensstijl aan – perfect voor die momenten waarop je geconcentreerd moet kunnen blijven zonder onderbrekingen



PERSONALISEER MET VERTRAGING EERSTE WAARSCHUWING VOOR HOGE GLUCOSE

Pas de eerste waarschuwing voor hoge glucose aan zodat het past bij wat jij nodig hebt om minder gestoord te worden en voor zich herstellende hypo's

	Dexcom G6	Dexcom G7
SENSOR		
Alles-in-één sensor en zender	–	✓
Opwarmtijd	2 uur	30 minuten
Uitlooperperiode van 12 uur	–	✓
Prestaties in water	Waterbestendig	Waterproof ¹
Snel verbinden met Bluetooth	–	✓
FUNCTIES		
Instelbaar geluid en volume	✓	✓
Waarschuwingen voor lage en hoge glucose	✓	✓
Waarschuwing voor naderend urgent lage glucose	✓	✓
Uitstel van eerste waarschuwing voor hoge glucose	–	✓
Stille modus	–	✓
Waarschuwingsschema	✓	✓
COMPATIBILITEIT		
Standaard smartwatchmodus	✓	✓
Direct-to-watch-modus ⁵	–	✓
Naadloze integratie met een reeks insulinepompen, -pennen en zorgpartners	✓	✓

We zijn er om je te helpen bij het overstappen.
Lees meer op <https://www.dexcom.com/nl-be/g6-transition>



¹Vergeleken met de vorige generatie, Dexcom G6. ²Vergeleken met andere CGM-merken. ³Op basis van een enquête in het VK onder Dexcom G7-gebruikers, n = 231. ⁴Smartapparaten worden afzonderlijk verkocht. Je hebt een compatibele smartphone nodig om een nieuwe Dexcom G7-sensor te koppelen met een compatibele Apple Watch. Voor het gebruik van Share/Follow moet de smartphone zich binnen 6 meter bevinden. ⁵De Dexcom G7-sensor is waterproof en kan gedurende maximaal 24 uur in water tot 2,5 meter diep worden ondergedompeld.

1 Garg SK, et al. *Diabetes Technol Ther.* 2022;24(6):373-380. 2 Laffel LM, et al. *J Diabetes Sci Technol.* 2023;17(4):962-967. 3 Dexcom G7-gebruikershandleiding. 4 Dexcom, gegevens in archief, 2024. 5 FreeStyle Libre- en Medtronic-gebruikershandleidingen.

Dexcom, Dexcom Clarity, Dexcom Follow, Dexcom One, Dexcom Share, Stelo en gerelateerde logo's en beeldmerken zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Dexcom, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. ©2025 Dexcom, Inc. Alle rechten voorbehouden. MAT-9260